



Мать и дитя
ГРУППА КОМПАНИЙ

Перинатальный медицинский центр

Экспертная оценка

Сенсорная видеоняня с монитором дыхания Angelcare применялась для мониторинга дыхания в отделении новорожденных родильного дома на базе **Перинатального медицинского центра** под руководством заведующей отделением новорожденных **Чистозвоновой Елены Александровны** с сентября 2013г. по март 2014г. у **900** детей в возрасте от 0 до 10 суток. Практика использования Angelcare медицинским персоналом отделения показала, что данный монитор верно распознавал дыхательный ритм малыша и его движения, так же была отмечена простота его применения и высокое качество передачи видео и аудио сигнала, легкость дезинфекции в условиях использования детского отделения.

По итогам изучения работы Angelcare мы считаем, целесообразным использование данного монитора для детей на этапе выхаживания для снижения риска СВСМ по причине остановки дыхания, а также у детей-асматиков, у недоношенных и доношенных детей группы риска. Монитор дыхания Angelcare рекомендуем к использованию в медицинской практике, а также частными лицами в домашних условиях, поскольку своевременная фиксация апноэ и неотложные реанимационные мероприятия, благодаря использованию монитора дыхания Angelcare, спасают жизнь детям.

Чистозвонова Елена Александровна

Зам. главного врача ПМЦ по неонатологии,
врач – неонатолог, к.м.н.,
врач высшей категории

Елена